

# Orthopédie 06


ORTHOPEDIE

Orthopédie 06  
67 Ave Michel Jourdan  
06150 Cannes la Bocca

04 93 47 72 78  
06 13 53 15 57

[contact@orthopedie06.fr](mailto:contact@orthopedie06.fr)

# ORTHESE DE CAPENER




**ACTION :** Rappel dynamique pro-extension de l'interphalangienne proximale.

**INDICATIONS :**

- **Récupérer**
  - Raideurs articulaires,
  - Adhérences tendineuses après lésions des fléchisseurs.
- **Suppléer**
- -Lésions de l'appareil extenseur (sutures).

# ORTHESE DE STACK




ACTION :

- Immobilisation

INDICATIONS :

- Doigt en maillet
- Entorse de l'inter phalangienne distale
- Clinodactylie traumatique ou rhumatismale

# Orthèses d'immobilisation du pouce



## Courte


pouce

ACTION : Immobilisation de la colonne

INDICATIONS :

- Rhizarthrose (port de nuit)
- Entorse de la métacarpo-phalangienne du pouce
- Brûlure de la première commissure

Pathologie du nerf médian



## Longue

ACTION :

Immobilisation de la colonne du pouce

INDICATIONS :

- Rhizarthrose phase aiguë (port jour et nuit)
- Entorse de la métacarpo-phalangienne du pouce
- Pathologie tendineuse


# Attelle d'immobilisation du genou

## ACTION :

- Immobilisation du genou

## INDICATIONS :

- Traitement orthopédique : entorses
- Traitement post chirurgical
- Mise au repos articulaire : arthrose, polyarthrite



# Orthèse de repos




## ACTION :

- Immobilisation :
  - en position de repos
  - en position intrinsèque plus pour :
    - contusions
    - brûlures
    - certaines fractures

## INDICATIONS :

- Polyarthrite rhumatoïde
- Main inflammatoire
- Fracture d'un ou plusieurs métacarpes
- Main neurologique non spastique

# Orthèse Dorso-palmaire




ACTION :

- Immobilisation de l'inter phalangienne

INDICATIONS :

- Entorse grave de l'inter phalangienne proximale
- Luxation de l'inter phalangienne proximale
- Déformation en col de cygne
- Clinodactylie traumatique ou rhumatismale

# Orthèse Poignet Pouce




## ACTION :

- Immobilisation du poignet et de la colonne du pouce

## INDICATIONS :

- Tendinite de De Quervain
- Rhizarthrose opérée
- Fracture du premier métacarpe

# Orthèse gantelet ou longue avec rappel Pro-extension




## ACTION :

- Rappel d'extension
  - d'une ou plusieurs métacarpo-phalangiennes
  - d'une inter phalangienne proximale, avec **M.P stop**.

## INDICATIONS :

- **Récupérer**: -Raideur articulaire post-traumatique ou après ténoarthrolyse des M.C.P.
  - Adhérences tendineuses
  - Rétractions cicatricielles
- **Remplacer** : Certaines atteintes neurologiques centrales ou périphériques.

# Orthèses avec rappel de flexion



Elles peuvent être réalisées sous forme de

gantelet  
orthèse courte  
orthèse longue

ACTION :

- Enroulement global d'une ou plusieurs chaînes digitales.

INDICATIONS :

- **Récupérer :** Adhérence ou rétraction des tendons extenseurs,  
Raideurs articulaires  
Rétraction des intrinsèques.


# Orthèse en PI

ACTION :

- Immobilisation de la métacarpo-phalangienne du pouce.

INDICATION :

- Entorse légère de la M.C.P.



# Colliers cervicaux

## Collier cervical souple C1

INDICATIONS :

- Cervicalgies chroniques
- Torticolis


port nocturne en relais d'un collier rigide



## Collier cervical C2 non réglable en hauteur

INDICATIONS:

- Entorses ou traumatismes cervicaux bénins
- Névralgies



## Collier cervical C3 réglable en hauteur

INDICATIONS:


- Entorses ou traumatismes cervicaux
- Névralgies



## Collier cervical C4 dit MINI-MINERVE

INDICATIONS:

- Entorses ou traumatismes cervicaux graves
- Immobilisation après chirurgie



# Orthèses fonctionnelles du genou

## ACTION :

- Contrôle optimal de la translation tibiale antérieure ou postérieure.
- Limite l'instabilité en rotation.

## INDICATIONS:

- entorse du ligament croisé antérieur ou postérieur, isolée ou avec atteinte des ligaments latéraux interne et ou externe.
- appréhension lors de la reprise sportive.

DESCRIPTION : orthèses fiables, et confortables avec blocage en extension ou en flexion grâce à leurs articulations polycentriques.



# Aide à la marche


CANNE ANGLAISE

CANNE EN T METALLIQUE ET REGLABLE

CADRE DE MARCHE, DEAMBULATEUR. ROLLATOR

FAUTEUILS ROULANTS

CHAISES DE TRANSFERTS




# Attelle d'immobilisation de la cheville

ACTION :

- Stabilisation de la cheville dans le plan frontal.

INDICATIONS :


- Entorses de la cheville
- Prévention des récurrences d'entorses



# Releveur de pied de série

## INDICATIONS :

- Déficit ou paralysie du S.P.E
- Hémiplégie flasque
- Pied ballant.



# Ceinture de soutien lombaire

ACTION :


- Soutien lombaire à visée antalgique pour un rachis sans pathologie

Deux hauteur dos

21 Cm

26 Cm

Prescription: Ceinture de soutien lombaire.




# Ceinture de soutien abdominal

ACTION :

- Soutien de la paroi abdominale.

INDICATIONS :

- Etat post-opératoire, post-partum.



Prix T.I.P.S :

C.S. A : sur mesure

3 hauteurs antérieures : 18 cm :  
25 cm :  
32 cm :

C.S.B: de série

2 hauteurs antérieures : 18 cm :  
25 cm :

Prescription : Ceinture de soutien abdominal.


# Ceinture de maintien abdominal, C.M.A

ACTION :

- Maintien abdominal

INDICATIONS :

- Insuffisance pariétale pathologique :
  - éventration,
  - hernie,
  - obésité,
  - stomies, etc.



Prix T.I.P.S :

3 hauteurs antérieures :

18 cm :

25 cm :

32 cm :

Prescription: Ceinture de maintien abdominal *sur mesure*

# Corset d'immobilisation et de maintien en hyper extension du rachis. C.I.M.H.R.

ACTION :

- Mise en hyper extension du rachis.


Prescription: Corset de mise en hyper extension du rachis.

## Corset d'immobilisation de série. C.I.V.S.

INDICATIONS :

- Visée antalgique

Prescription: Corset d'immobilisation vertébral morpho adaptable de série.



# Ceintures de maintien lombaire

## LA CEINTURE DE MAINTIEN LOMBAIRE C.M.L

### ACTION :

Limite les mouvements antéro-postérieur du rachis.


### INDICATIONS :

- Lésions rachidiennes pathologiques entraînant des douleurs d'intensité modérée.

2 hauteurs:

D12  
D9

Prescription : Ceinture de maintien lombaire.



## CEINTURE DE MAINTIEN ABDOMINO-LOMBAIRE C.M.A.L

### ACTION :

- Limite les mouvements antéro postérieurs du rachis, avec maintien abdominal.

### INDICATIONS :

- Lésions rachidiennes pathologiques entraînant des douleurs d'intensité modérée associées à une pathologie abdominale.

2 hauteurs : D12  
D9

Prescription : Ceinture de maintien Abdomino-Lombaire.


## CEINTURE DE MAINTIEN LOMBAIRE RENFORCE C.M.L.R

### ACTION :

- Limite les mouvements antéro-postérieur et les inflexions latérales du rachis.

### INDICATIONS :

- Lésions rachidiennes pathologiques entraînant des douleurs importantes.



Prescription : Ceinture de maintien lombaire renforcé.

# Corset d'immobilisation vertébrale

ACTION :


- Immobilisation du rachis.

INDICATIONS :

- Rachis à pathologie grave et répercussions algo-fonctionnelles quel qu'en soit l'origine.



## C.I.V.A

3 hauteurs : D12  
D9  
D6




## C.I.V. B1 Corset dit à cage fermée.

3 hauteurs : D12  
D9  
D6




## C.I.V. B2. Corset à cage ajourée.

3 hauteurs : D12  
D9  
D6 3



# Orthèses de contention des membres



## La contention veineuse :

Bas jarret,  
Bas cuisse,  
Collant classique, réglables ou hémi-collant.

### INDICATIONS :

- Classe 1 : -Insuffisance veineuse modérée,
  - Jambes lourdes,
  - Varices débutantes,
  - État pré variqueux,
  - Prévention de la thrombose veineuse.
- Classe 2 : - Insuffisance veineuse moyenne,
  - Varices essentielles avec œdème,
  - Insuffisance veineuse chronique,
  - Contention après chirurgie,
  - Varices de la grossesse.
- Classe 3 : Insuffisance veineuse sévère,
  - État variqueux sévère,
  - Syndrome post phlébitique,
  - Contention pré et post chirurgicale
- Classe 4 : -Insuffisance veineuse majeure,
  - Après ulcère variqueux,
  - Syndrome post phlébitique sévère,
  - Lymphœdème majeur,
  - Varices secondaires.

### [Bas anti-thromboembolique A.T.E. classe 1](#)

INDICATIONS : Prévention des thromboses en pré opératoire, en cas d'alitement prolongé.



# La contention du genou

## Genouillère élastique :

### INDICATIONS :

- Syndrome inflammatoire avec douleurs fonctionnelles.

## Genouillère avec baleinage, articulée ou non :

### INDICATIONS :

- Lésions ligamentaires sans gravité ou en relais d'un appareillage plus important.

## Genouillère avec évidement rotulien et amortisseurs


### INDICATIONS :

- Lésions rotuliennes.

## Genouillère ligamentaire

### INDICATIONS :

Lésions ligamentaires, inflammation des capsules, gon arthrose, traitement post opératoire.



# La contention de la cheville

## Chevillère élastique, avec ou sans amortisseurs

### INDICATIONS :

- Entorses,
- Œdèmes,
- Syndrome inflammatoire
- 

## Chevillère ligamentaire

### INDICATIONS :

- Lésions du ligament malléolaire
- Inflammation de la capsule
- Tendinite



# Contention du membre supérieur


## MANCHON COMPRESSIF : CLASSE 2, 3 ou 4,

### INDICATIONS :

- Œdème post traumatique et post chirurgicaux.

Réalisé sur mesure, avec parfois un couvre épaule, une mitaine avec ou sans doigts.

Prescription : manchon de contention veineuse ou lymphatique classe de contention a préciser : 2 3 ou 4 avec ou sans mitaine ou gant complet,




# Attelle de coude


## INDICATIONS :

➤ Immobilisation du coude, dans les cas :

- d'épicondylites,
- d'épitrôchléites aiguës,
- fracture de l'olécrane,
- fracture de la tête radiale,
- luxation du coude,
- entorse du coude,
- entorse du poignet,
- fracture du scaphoïde.



# Attelle d'immobilisation d'épaule



ACTION :


- Gilet d'immobilisation scapulo- humérale.

INDICATIONS :

- Luxation de l'épaule,
- Fracture de la tête humérale,
- Immobilisation après chirurgie de l'épaule,
- Traumatisme du coude.

Prescription : Gilet de blocage d'épaule.

# Chaussure thérapeutique à usage temporaire



DECHARGE TOTALE DE L'AVANT PIED

INDICATIONS :

- Post opératoire dans la chirurgie de l'avant pied, HALLUX VALGUS...
- Etat inflammatoire, infectieux, œdémateux, interdisant tout appui temporairement de l'avant pied.

DECHARGE DE L'ARRIERE PIED

INDICATIONS :

- Post opératoire
- Etat inflammatoire, infectieux, œdémateux, interdisant tout appui temporairement de l'arrière pied.

Prescription : Chaussure a usage temporaire pour décharge de. (préciser).

Type BAROUK :



# SEMELLES ORTHOPEDIQUES

Les orthèses plantaires sont réalisées sur mesures après un bilan orthopédique complet dans nos ateliers.

Les matériaux et la méthode de fabrication sont adaptés à la pathologie et physiologie de chaque patient.

Nous assurons le suivi et la correction des orthèses pendant toute leur période d'utilisation.

## ACTIONS et INDICATIONS

- **Corriger** une statique défectueuse
- **Compenser** une anomalie ou un déséquilibre du bassin ou des membres inférieurs
- **Soulager** des appuis plantaires douloureux et toutes les conséquences de ces pathologies

(garantie d'une période de six mois )

